# Product design / artwork for approval

Proof XXXXXX

Plaster envelope

GB, DK, SE, NO, FI, DE,

PL, FR, ES, IT, NL, PT

16/01 2024

100 x 65 mm

A surcharge of € 25 per additional proof following 2<sup>nd</sup> print proof will be added to your invoice.

Order no.:

Product:

Envelope size:

Inner side text

languages:

Front print colours: CMYK

Back print colours: Black

Date:

Back/Inner side

IFU (instruction for use) with legal info.

Wrapper is sealed with natural rubber latex. 

and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer

Front

ESC LISSGe C103011

Product: Printed Plasters 5 pcs. Plaster size: 72 x 19 mm CMYK Print colours:

#### nportant information

Pay attention to:

- Placement of print;
- Size of print and repetitions;
- Proofreading (letters and numbers); Printing colours.

Please check carefully, as we are not liable for any errors or failures after your approval. IMPORTANT! Due to the two different printing surfaces on the plaster and the envelope there can be a slight color difference on the two surfaces. Note that we are printing in 4 color CMYK which cannot match Pantone colors 100 %. Please Note that we always make the effort to meet

your color specifications to the best of our ability.

Plasters are printed as a roll - edge to edge. Please note that there may be a tolerance of print colour overlap - up to +/- 1 mm within the cut lines.

Any changes made to the originally delivered design ie. number of colours, repetitions, placement etc., is subject for additional costs. This could mean that your confirmed price is no longer valid, so please check with your contact before making any changes.

NOTE! Approval ONLY per E-mail.

## Copyright **C**

Copyright 2011 RFX+Care International A/S (Oppenhejm & Jansson A/S). All rights reserved. MyKit™ patent certificate for design worldwide. Certificate no. China ZL 2012 3 0033046.5, WIPO countries DM079-023, Korea 30-0674846 Australia 342452 EU 001906207-001, USA, Israel u.reg.


RFX+CARE Manufacturing Co., Ltd. RFX+CARE Manufacturing Co., Ltd. 7 Lanjiang Road, Yuecheng District, Shaoxing, Zhejiang, China 312000 EC REP RFX+Care International A/S Bakkenaantswi JAB. Bakkegaardsvej 408, 3050 Humlebaek, Denmark



		GB Plaster Intended Purpose: For use on minor cuts and abrasions. Protects minor wounds. Warning: Change eve Not suitable for children under 2 years.
		DK Plaster Anvendelse: Til små sår og hudafskrabninger. Beskytter små sår. Advarsel: Skift plaster efter 24 timer Ikke egnet for børn under 2 år.
		SE Plåster Avsedd användning: För användning på mindre skärsår och skavsår. Skyddar mindre sår. Varning: Byt Inte lämplig för barn under 2 år.
	1	NO Plaster Tiltenkt bruk: For bruk på mindre kutt og skrubbsår. Beskytter små sår. Advarsel: Bytt ut plasteret en Ikke egnet for barn under 2 år.
		FI Laastari <b>Käyttötarkoitus:</b> Pienille haavoille ja hiertymille. Suojaa pieniä haavoja. <b>Varoitus:</b> Vaihda laastari 24 tu Ei sovi alle 2-vuotiaille laosille.
		DE Pflaster Verwendungszweck: Zur Anwendung auf kleinen Schnitten und Abschürfungen. Schützt kleine Wunder Stunden Pflaster wechseln. Nicht geeignet für Kinder unter 2 Jahren.
	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	PL Plaster Przeznaczenie: Do stosowania na mniejsze skaleczenia i otarcia. Chroni mniejsze rany. Ostrzeżenie: Pl 24 godziny. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 2 roku życia.
		FR Pansement Usage prévu : Pour une utilisation sur des petites coupures et éraflures. Protège les petites blessur toutes les 24 heures. Ne convient pas aux enfants de moins de 2 ans.
		ES Apósito Uso previsto: Para su uso en pequeños cortes y abrasiones. Protege las pequeñas heridas. Advertenci: horas. No apto para niños menores de 2 años.
		IT Cerotto <b>Uso previsto:</b> Utilizzare su piccoli tagli e abrasioni. Protegge le ferite minori. <b>Avvertenza:</b> Cambiare la m Non adatto a bambini di età inferiore a 2 anni.
		NL Pleister Beoogd gebruik: Voor gebruik op kleine snijwonden en schaafwonden. Beschermt kleine wonden. Waa de pleister elke 24 uur. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 2 jaar oud.
		PT Penso Uso pretendido: para usar em pequenos cortes e abrasões. Protege pequenas feridas. Aviso: Trocar o pe Não é adequado para crianças menores de 2 anos.
		1
بەر بەر		
mm 91 x 27 MM-YYYY S XXXXX isan ,804 javabisegakag. (2,4 Janoitsmain 19i-0+XFIR isana MM-YYYY MM-XIXXXX isan ,000 sarational and the second s		
RFX+CARE Manufacturing Co., Ltd. 7 Lanjjang Road, Yuechang District, Shaoxing, Zhejiang, China 312000	- I	
	- I	

DIEJ

## **Plaster sheet**



or gebruik op kleine snijwonden en schaafwonden. Beschermt kleine wonden. **Waarschuwing:** Vervang nikt voor kinderen jonger dan 2 jaar oud.

usar em pequenos cortes e abrasões. Protege pequenas feridas. **Aviso:** Trocar o penso a cada 24 horas. nores de 2 anos.

## Useful to know:

Plasters are printed as a roll edge to edge!

Please note that there may be a tolerance of print colour overlap - up to +/- 1 mm within the cut lines.

